

Installationsanleitung für Dialogo AAC

In dieser Anleitung finden Sie den Installer und das Installationsverfahren der Software Dialogo AAC für Windows.

Die Software erfordert das Betriebssystem Windows 10 oder 11, aktualisiert auf die neueste Version.

Mindestanforderungen:

- Betriebssystem: Windows 10 oder 11;
- Prozessor: Intel Pentium Quad Core 1,1 GHz;
- RAM: 8 GB;
- Festplatte: 10 GB freier Speicherplatz.

Zusätzlich erforderlich ist:

- dass das Konto, auf dem Dialogo installiert wird, ein Administratorkonto ist (nur auf dem persönlichen PC);
- die Nutzung eines Netzwerks ohne Firewall (wir empfehlen ein Heimnetzwerk oder einen Hotspot mit Ihrem Smartphone).

INSTALLATIONSPROZEDUR

Um den Installer für Dialogo AAC in der Windows-Version herunterzuladen, können Sie die folgende Adresse in die Adresleiste Ihres Browsers kopieren/einfügen oder hier klicken ->

[Installationsdatei von Dialogo AAC](#) .

Nachdem Sie das Archiv DialogoSetup 1.3.2 heruntergeladen haben, müssen Sie:

1. die .zip-Datei in einen Ordner entpacken;
2. den Ordner öffnen;
3. die Datei DialogoAAC_Setup.exe (lila Symbol) ausführen.

Klicken Sie auf "Weiter", um mit der Installation fortzufahren.

Lesen Sie die Bedingungen und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche „Akzeptieren“, um mit der Installation fortzufahren.

Falls Sie über eine Lizenz verfügen, können Sie diese in die entsprechenden Felder eingeben; andernfalls wählen Sie einfach die Option „Ich habe keine Seriennummer (60-Tage-Testversion installieren)“.

Nachdem Sie auf "WEITER" geklickt haben, müssen Sie alle Felder für die Registrierung ausfüllen.

Klicken Sie auf "Weiter", um mit der Installation fortzufahren, die Folgendes umfasst:

- die Installation der 2 zusätzlichen Pakete;
- die Installation der Software, der Sprachsynthesen und der PACS-Bilder.

Nach Abschluss der Installation wird automatisch ein Symbol auf dem Desktop erstellt, das Sie durch Doppelklick ausführen können.

Sollten Sie während des Installationsprozesses Schwierigkeiten haben, können Sie uns per E-Mail unter assistenza@dialogausili.com kontaktieren. Bevor Sie Unterstützung bei der Installation anfordern, empfehlen wir Ihnen, das Fernwartungsprogramm TeamViewer herunterzuladen -> PROGRAMM FÜR FERNWARTUNG.

Weitere nützliche Links:

- [DIALOGO AAC WEBINAR \(ENGLISH\)](#)